

**all on**<sup>®</sup>

**Den trykreducerende madras til:  
forebyggelse og behandling af tryksår.**

**DK**

**The pressure relieving mattress for:  
prevention and treatment of pressure sores.**

**GB**

**Die druckreduzierende madras für:  
Dekubitusprophylaxe und/oder - therapie.**

**DE**

**Le matelas de décompression pour:  
prévention et traitement des escarres.**

**FR**

**CE**

**LEVABO**<sup>®</sup>  
medical cushions

Levabo ApS  
Sverigesvej 20  
8660 Skanderborg DK

# Produktbeskrivelse

All On® madrasserne er designet til forebyggelse og behandling af trykkskader.

Madrassens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig. Ved selv de mindste bevægelser stimulerer All On® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

All On® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmestransporterende, blød, behagelig og elastisk.

## Indikationer / Formål

Dekubitus profylakse og behandling.  
Eksisterende tryksår.  
Tryksårs risiko.

## Anvendelses risici / Kontraindikationer

All On® kan bruges i senge med eller uden justerbare overflader.  
Når du bruger All On® i senge med justerbare overflader, sørg for at følge retningslinjer for at undgå forskydning/shear.

## Tilladte anvendelsesområder / placeringer

All On® kan bruges overalt på kroppen.

All On® kan bruges til samme patient i længere tid.  
All On® er designet som et "en-patient" produkt og er derfor ikke til genanvendelse på en anden patient.

En-patient brug eliminerer risikoen for en mulig bakteriel spredning mellem patienterne.

# Rengøring og desinfektion

## Bemærk!

Brug ikke kaustiske eller slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre Seat All®. Brug og vask resulterer i slid på det ydre fiberlag.

Hvis det ydre fiberlag ikke længere er intakt, eller hvis All On® mister luft, kan All On® ikke bruges og bortskaffes med almindeligt affald\*.

## Rengøring af All On®:

Luk luften ud før vask.  
All On® kan rengøres med vand og sæbe.  
Fjern stædige pletter med en fugtig klud, brug et mildt anti-allergisk rengøringsmiddel.

Før All On® kan bruges, skal den være helt tør. Den må ikke tørres i en tørretumbler.

## Desinfektion af All On®:

Hvis All On® er blevet forurenet af kropsvæsker, kan den desinficeres for at forhindre infektion.

All On® kan sprøjtes med et egnet desinfektionsmiddel eller med alkohol / propylalkohol på en fugtet klud til aftørring.

Før All On® kan bruges, skal den være helt tør. Den må ikke tørres i en tørretumbler.

## Garanti

\* Garantien er begrænset og dækker kun produktionsfejl. Ved ukorrekt anvendelse af produktet bortfalder garantien. Normal slidage er udelukket fra garantien.

DK



## Sikkerhed vedrørende All On Carry Madras

### VIGTIGT !

Kontroller alle syninger og håndtag og vær sikker på at alt virker korrekt.  
INDEN madrassen løftes.



# Oppumpning og justering

Se pictogrammer på bagsiden

All On® madrasserne er designet til at forebygge og behandle tryksår.

Madrasserne er kun til brug for en enkelt patient.

Sørg for, at det behandlede område undersøges regelmæssigt og i

i overensstemmelse med gældende kliniske træningslinjer.

Når du bruger All On® sammen med andre produkter, læs venligst instruktionerne for de andre produkter.

Fjern forsigtigt madrassen fra sin ydre emballage.

Fold madrassen ud, så de blå ventiler vender opad på hver sektion af madrassen. (Figur 1)

## Oppumpning:

Start oppumpningen i en af madrassens endeafsnit.

Hold ventilen mellem finger og tommel (D).

Indsæt pumpen, der følger med produktet (D) i den blå ventil (figur 1).

**Når du pumper, skal du tælle pumpestødene, når du trykker stemplet ind (F).**

**70052 All On® Overlay Madrass:**

**Pump 45 pumpestød i hver sektion. (Figur 2-3-4)**

**70051 All On® Trolley Madras:**

**Pump 33 pumpestød i hver sektion. (Figur 2-3-4)**

**70064 All On® Carry Madras:**

**Pump 33 pumpestød i hver sektion. (Figur 2-3-4)**

Dette kan gøres med eller uden en person, der ligger på madrassen.

**VIGTIGT** All On® madrassen må ikke være hårdt oppumpet.

For optimal og behagelig lejring skal den være blød og behagelig, men ikke hård.

Madrassen er nu oppumpet til et anbefalet startniveau.

Kontroller løftehøjde. Kroppen skal være ca. 25 mm (to fingre) over underlaget (figur 5) Justér om nødvendigt ved at lukke luft ud, eller tilføj luft.

Sektionen skal oppumpes til et niveau, der passer til patientens behov.

De uafhængige sektioner gør det muligt at optimere luftniveauet så det passer perfekt til patienten (figur 7), se "vigtig note" nedenfor.

Når du har opustet og justeret madrassen til det ønskede niveau, skal du lukke ventilen (figur 4) og trykke på den blå cirkulære ventildække (C) over ventilen (figur 6).

## Lukke luft ud:

Hold ventilen mellem finger og tommel (E), indsæt den lille blå pumpe dyse (A) for at frigive luften. Ved brug af en Levabo-manuel pumpe er pumpe-dysen (A) ikke nødvendig, da en ventileringssknap er indbygget i pumpen (E).


## VIGTIG NOTE:

All On® madrassen må ikke være hårdt oppumpet. For optimal og behagelig lejring skal den være blød og behagelig, men ikke hård. Kroppen skal være ca. 25 mm (to fingre) over støttefladen (Figur 5) !.

Kontroller dagligt at løftehøjden er korrekt.

## Tip før oppumpning

Indsæt pumpen i ventilen.  
Indsæt lukke-proppen  
i hullet på pumpe-håndtaget.  
Pump op.



Er der ingen hul, kan du holde lukke-proppen fast med en finger.

DK

# Product description

The All On® mattresses are designed to give complete relief in prevention and treatment of pressure ulcers.

The mattresses ensures stability without hindering the patient's movements. Even with the slightest movement, the cushion will stimulate the microcirculation of the skin, which optimises circulation.

All On® is made of a non-woven material, which makes the device soft, skin-friendly, heat and moisture absorbent, providing comfortable, optimal pressure relief.

## Indications / Purpose

Decubitus prophylaxis and therapy.  
Existing pressure ulcer.  
Decubitus risk.

## Application Risks /

## Contraindications

All On® can be used in beds, trolleys or bed bath trolleys with or without adjustable reclining surfaces. When using the All On® in beds with adjustable surfaces.  
Be sure to follow guidelines to avoid shear.

## Permissible operating conditions / locations

All On® can be used everywhere on the body.  
All On® is designed as a 'single-patient' only product and is therefore not to be reused on another patient.  
Single-patient use eliminates the risk of a possible bacterial spread between patients.

# Cleaning

## Note!

Do not use caustic or abrasive cleaners or sharp objects to clean All On®.

Use and washing results in wear on the outer fiber layer.

If the outer fiber layer is no longer intact or if Seat All® loses air, All On® can not be used and disposed of with ordinary waste \*.

## Cleaning of All On®:

Let out the air before washing.

All On® can be cleaned with water and soap. Remove stubborn stains with a damp cloth, use a mild anti-allergic detergent.

Before using All On®, it must be completely dry. Do not dry it in a tumble dryer.

## All On® disinfection:

If All On® has been contaminated by body fluids, it can be disinfected to prevent infection.

All On® can be sprayed with a suitable disinfectant or with alcohol / propyl alcohol on a damp cloth for wiping.

Before using All On®, it must be completely dry. Do not dry it in a tumble dryer.

## Guarantee

\* The warranty is limited and covers only manufacturing defects. A non-intended use of the product will invalidate the warranty.  
Normal wear is excluded from the warranty.



## Safety regarding All On Carry Mattress

### Attention!

Inspect all seams and handles and make sure that everything is working properly BEFORE the mattress is lifted.



# Inflation and adjustment

See pictograms at the back

The All On® mattresses is designed to prevent and treat pressure ulcers.  
The mattresses are for single patient use only.  
Please also ensure that the treated area is examined regularly and in accordance with the applicable clinical guidelines.  
When using Seat all with other products, please read the instructions for the other products.

Carefully remove the mattress from its outer packaging.  
Carefully unfold it, so the blue valves are facing upwards on every section of the mattress. (FIG. 1)

## To inflate:

Start the inflation in one of the end sections of the mattress.

Hold the device valve between the finger and thumb (D).  
Insert the pump that comes with the product (D) in the blue valve (FIG. 1).

When pumping, You must count the strokes when pressing the piston in (F).

**70052 All On® Overlay Mattress:**  
**Pump 45 strokes into each section. (FIG. 2-3-4)**

**70051 All On® Trolley Mattress:**  
**Pump 33 strokes into each section. (FIG. 2-3-4)**

**70064 All On® Carry Mattress:**  
**Pump 33 strokes into each section. (FIG. 2-3-4)**

This can be done with or without a person lying on the mattress.

**IMPORTANT** The All On® mattress must not be over inflated.

For optimal and comfortable positioning it should be soft and pliable, but not hard.

The section is now inflated to a recommended starting level.

Check the lifting height, The body should be approximately 25 mm (two fingers) above the supporting surface (Figure 5) Adjust if necessary by releasing or adding air..

The section should be inflated to a level to suit the needs of your patient.

The independent sections make it possible to optimize the air level to perfectly suit the patient (FIG. 7), see "important note" below.

Once you have inflated and adjusted the mattress to the required level, close the valve (FIG. 4) and press the blue circular adhesive patch (C), over the valve cap (FIG. 6).

## To deflate:

Hold the device valve between finger and thumb (E), insert the small blue pump nozzle (A) to release the air.

When using a Levabo manual pump the pump nozzle (A) is not needed because a vent button is built into the pump (E).


### IMPORTANT NOTE:

The All On® mattress must not be over inflated. For optimal and comfortable positioning it should be soft and pliable, but not hard.  
The body should be approximately 25 mm (two fingers) above the supporting surface (Figure 5!).

Check whether the lifting height is correct on a daily basis.

## Tip before inflation

Insert the pump into the valve.  
Insert the closure plug into the hole on the pump handle.  
Pump up.



If there is no hole, you can hold the closure plug with a finger.

GB

# Produktbeschreibung

Die All On® Matratzen sind so konzipiert, dass sie bei der Vorbeugung und Behandlung von Erleichterung helfen Druckgeschwüre.

Die Matratzen gewährleisten Stabilität, ohne die Bewegungen des Patienten zu behindern. Schon bei der kleinsten Bewegung stimuliert das Kissens die Mikrozirkulation der Haut, wodurch die Durchblutung optimiert wird.

All On® besteht aus einem Vliesstoff, der das Gerät weich, hautfreundlich, hitze- und feuchtigkeitsabsorbierend macht und für eine komfortable Druckentlastung sorgt.

## Indikationen/Zweckbestimmung

Dekubitusprophylaxe und -therapie.  
Bestehende Dekubitalulcera.  
Dekubitusrisiko.

## Anwendungsrisiken / Kontraindikationen

All On® kann in Betten, Wagen oder Bettbadewagen verwendet werden mit oder ohne verstellbare Liegeflächen.  
Wenn Sie den All On® in Betten mit verstellbaren Oberflächen verwenden,  
Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um Scherung zu vermeiden.

## Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

All On® kann überall am Körper verwendet werden.  
All On® ist als reines Ein-Patienten-Produkt konzipiert und daher nicht bei einem anderen Patienten wiederverwendet werden.

**DE**

Die Verwendung eines einzelnen Patienten eliminiert das Risiko einer möglichen bakteriellen Ausbreitung zwischen den Patienten.

# Reinigung und Desinfektion

## Achtung!

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände um All On® zu reinigen.

## Reinigung des All On®:

Entleeren der Luft vor dem Waschen.  
Das All On® kann mit Wasser und Seife gereinigt werden. Hartnäckige Flecken vorher Einweichen und anschließend mit einem feuchten Tuch und einem milden anti allergischem Reinigungsmittel entfernen.

Bevor All On® verwendet werden kann muss es komplett trocken sein. Es darf nicht im Trockner getrocknet werden.

## Desinfektion des All On®:

Sollte All On® durch Körperflüssigkeiten verschmutzt worden sein kann es desinfiziert werden um Infektionen zu vermeiden.

All On® kann mit einem Desinfektionsmittel besprüht werden oder mit einem mit etwas Alkohol / Propylalkohol befeuchtetem Tuch getrocknet werden.

Bevor All On® verwendet werden kann muss es komplett trocken sein.  
Es darf nicht im Trockner getrocknet werden

## Garantie

\*Die Garantie ist begrenzt und deckt nur Herstellungsfehler. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes führt zum Erlöschen der Garantie. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.



## Sicherheit bezüglich All On Carry Matratze

### Beachtung!

Überprüfen Sie alle Nähte und Griffe und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß funktioniert BEVOR die Matratze angehoben wird.



# Erstbefüllung

Siehe Piktogramme auf der Rückseite

Die All On®-Matratzen dienen der Vorbeugung und Behandlung von Dekubitus.

Die Matratzen sind nur für den Ein-Patienten gebrauch bestimmt.

Bitte stellen Sie auch sicher, dass die behandelte Fläche regelmäßig und im Jahr untersucht wird gemäß den geltenden klinischen Richtlinien.

Wenn Sie All On® mit anderen Produkten verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen für die anderen Produkte.

Nehmen Sie die Matratze vorsichtig aus der Außenverpackung.

Entfalten Sie es vorsichtig, so dass die blauen Ventile an jedem Abschnitt der Matratze nach oben zeigen. (1)

## Aufblasen:

Starten Sie das Aufblasen in einem der Endabschnitte der Matratze.

Halten Sie das Geräteventil zwischen Finger und Daumen (D).

Setzen Sie die mit dem Produkt gelieferte Pumpe (D) in das blaue Ventil ein (BILD 1).

Beim Pumpen müssen Sie die Hübe zählen, wenn Sie den Kolben in (F) drücken.

## 70052 All On® Overlay-Matratze:

Pumpen Sie 45-Striche in jeden Abschnitt. (Fig. 2-3-4)

## 70051 All On® Trolley-Matratze:

Pumpen Sie 33-Striche in jeden Abschnitt. (Fig. 2-3-4)

## 70064 All On® Carry Matratze:

Pumpen Sie 33-Striche in jeden Abschnitt. (Fig. 2-3-4)

Dies kann mit oder ohne eine Person auf der Matratze erfolgen.

**WICHTIG** Die All On®-Matratze darf nicht zu stark aufgeblasen sein.

Für eine optimale und bequeme Positionierung sollte es weich und geschmeidig sein, aber nicht hart.

Der Abschnitt ist jetzt auf ein empfohlenes Startniveau aufgepumpt.

Überprüfen Sie die Hubhöhe. Der Körper sollte ungefähr 25 mm (zwei Finger) über dem liegenden Auflagefläche (Abbildung 5) Passen Sie diese gegebenenfalls an, indem Sie Luft freigeben oder hinzufügen.

Der Abschnitt sollte auf ein Niveau aufgeblasen sein, das den Bedürfnissen Ihres Patienten entspricht.

Die unabhängigen Abschnitte ermöglichen eine Optimierung des Luftniveaus auf perfekt auf den Patienten abgestimmt (FIG. 7), siehe

„Wichtige Anmerkung“ weiter unten.

Wenn Sie die Matratze aufgeblasen und auf das erforderliche Niveau eingestellt haben, schließen Sie das Ventil (4) und drücken Sie den blauen runden Klebepflaster (C) über die Ventilkappe (6).

## Luft ablassen:

Halten Sie das Geräteventil zwischen Finger und Daumen (E), setzen Sie die kleine blaue Pumpendüse (A) ein, um die Luft abzulassen. Bei Verwendung einer Levabo-Handpumpe wird die Pumpendüse (A) nicht benötigt, da in der Pumpe (E) ein Entlüftungsknopf eingebaut ist.

## WICHTIGE NOTIZ:

Die All On® Matratze darf nicht zu stark aufgeblasen sein.

Für eine optimale und bequeme Positionierung sollte es weich und geschmeidig sein, aber nicht hart.

Der Körper sollte sich ungefähr 25 mm (zwei Finger) über der Auflagefläche befinden (Abbildung 5) !.


Prüfen Sie täglich, ob die Hubhöhe korrekt ist.

## Tipp vor der Inflation

Setzen Sie die Pumpe in das Ventil ein.

Setzen Sie den Verschlussstopfen in die Öffnung am Pumpengriff ein.

Aufpumpen.



Wenn kein Loch vorhanden ist, können Sie den Verschlussstopfen mit einem Finger halten.

DE

# Description du produit

Les matelas All On® sont conçus pour apporter un soulagement complet dans la prévention et le traitement des escarres.

Les matelas assurent la stabilité sans entraver les mouvements du patient. Même avec le moindre mouvement, le coussin stimulera la microcirculation de la peau, ce qui optimisera la circulation.

All On® est composé d'un matériau non tissé qui rend le dispositif doux, sans danger pour la peau, qui absorbe la chaleur et l'humidité, procurant un soulagement optimal et confortable de la pression.

## Indications / but

Prophylaxie et thérapie en décubitus.  
Ulcère de pression existant.  
Risque de décubitus.

## Risques d'application / Contre-indications

All On® peut être utilisé dans des lits, des chariots ou des chariots de bain avec ou sans surfaces inclinables réglables.

Lorsque vous utilisez le All On® dans des lits à surfaces réglables.

Assurez-vous de suivre les directives pour éviter le cisaillement.

## Conditions / emplacements de fonctionnement autorisés

All On® peut être utilisé partout sur le corps.

All On® est conçu comme un produit pour un seul patient et ne doit donc pas être réutilisé sur un autre patient.

L'utilisation d'un seul patient élimine le risque d'une propagation bactérienne entre les patients.

# Nettoyage

## Remarque!

N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs ni d'objets tranchants pour nettoyer All On®.

L'utilisation et le lavage entraînent une usure de la couche de fibres externe.

Si la couche de fibres extérieure n'est plus intacte ou si All On® perd de l'air, All On® ne peut pas être utilisé et peut être éliminé avec les déchets ordinaires\*.

## Nettoyage de All On®:

Faites sortir l'air avant de laver.

All On® peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Enlevez les taches rebelles avec un chiffon humide, utilisez un détergent doux et anti-allergique.

Avant d'utiliser All On®, il doit être complètement sec. Ne le séchez pas dans un sèche-linge.

## Désinfection de All On®:

Si All On® a été contaminé par des fluides corporels, vous pouvez le désinfecter pour prévenir l'infection.

All On® peut être pulvérisé avec un désinfectant approprié ou avec de l'alcool sur un chiffon humide pour le nettoyage.

Avant d'utiliser All On®, il doit être complètement sec. Ne le séchez pas dans un sèche-linge.

## Garantie

\* La garantie est limitée et ne couvre que les défauts de fabrication. Une utilisation non conforme du produit annule la garantie. L'usure normale est exclue de la garantie.

FR



## Sécurité concernant le matelas All On Carry

### Attention!

Inspectez toutes les coutures et les poignées et assurez-vous que tout est fonctionnel correctement AVANT que le matelas ne soit soulevé.



# Inflation et ajustement

Voir les pictogrammes au verso

Les matelas All On® sont conçus pour prévenir et traiter les ulcères de pression.

Les matelas sont à usage pour un seul patient.

Assurez-vous également que la zone traitée est examinée régulièrement et conformément aux directives cliniques applicables.

Si vous utilisez All On® avec d'autres produits, veuillez lire les instructions relatives aux autres produits.

Retirez soigneusement le matelas de son emballage extérieur.

Dépliez-le avec précaution afin que les valves bleues soient tournées vers le haut sur chaque partie du matelas. (Fig. 1)

## Pour gonfler:

Commencez le gonflage dans l'une des extrémités du matelas.

Tenez la valve de l'appareil entre le doigt et le pouce (D). Insérer la pompe fournie avec le produit (D) dans la valve bleue (Fig. 1).

**Lors du pompage, vous devez compter les courses lorsque vous appuyez sur le piston (F).**

## 70052 All On® Overlay Mattress:

**Pompez 45 fois dans chaque section. (Fig. 2-3-4)**

## 70051 All On® Trolley Mattress:

**Pompez 33 fois dans chaque section. (Fig. 2-3-4)**

## 70064 All On® Carry Mattress:

**Pompez 33 fois dans chaque section. (Fig. 2-3-4)**

Cela peut être fait avec ou sans personne allongée sur le matelas.

**IMPORTANT** Le matelas All On® ne doit pas être trop gonflé.

Pour un positionnement optimal et confortable, il doit être doux et souple, mais pas dur.

La section est maintenant gonflée au niveau de départ recommandé.

Vérifiez la hauteur de levage. Le corps doit se situer à environ 25 mm (deux doigts) au-dessus de la surface de support (Fig. 5) Réglez si nécessaire en libérant ou en ajoutant de l'air.

La section doit être gonflée à un niveau correspondant aux besoins de votre patient.

Les sections indépendantes permettent d'optimiser le niveau d'air pour convenir parfaitement au patient (Fig. 7), voir «remarque importante» ci-dessous.

Une fois que vous avez gonflé et ajusté le matelas au

niveau requis, fermez la valve (Fig. 4) et appuyez sur le patch adhésif circulaire bleu (C) sur le capuchon de la valve (Fig. 6).

## Pour dégonfler:

Tenez la valve de l'appareil entre le doigt et le pouce (E), insérez la petite buse bleue de la pompe (A) pour libérer l'air. Lors de l'utilisation d'une pompe manuelle Levabo, l'injecteur de pompe (A) n'est pas nécessaire car un bouton de ventilation est intégré à la pompe (E).

## REMARQUE IMPORTANTE:

le matelas All On® ne doit pas être trop gonflé. Pour un positionnement optimal et confortable, il doit être doux et souple, mais pas dur.

Le corps doit se situer à environ 25 mm (deux doigts) au-dessus de la surface d'appui (Fig. 5) !.


Vérifiez quotidiennement si la hauteur de levage est correcte.

## Astuce avant inflation

Insérez la pompe dans la valve.

Insérez le bouchon de fermeture dans le trou de la poignée de la pompe.

Gonfler.



S'il n'y a pas de trou, vous pouvez tenir le bouchon de fermeture avec un doigt.

FR

# All On® -Range of mattresses

Product name	Size in cm.	Pump strokes for inflation	Packaging	Item no.	Weight	Air cells	Operating and storage	Material
All On® Overlay Mattress Single Patient - No cover	80 x 200	45	The All On® comes in an air-tight sealed package which includes a valve set, and Pump.	70052	1016 g	3	0-40° C	100% PE
All On® Trolley Mattress Single Patient - No cover	65 x 190	33		70051	850 g	3		
All On® Carry Mattress Single Patient - No cover	65 x 190	33		70064	1095 g	3		
All On® Overlay Mattress Reuseable with cover	80 x 200	45		70108	2500 g	3		TPU inner mattress
All On® Overlay Mattress Single Patient - with cover	80 x 200	45		70106	2500 g	3		100% PE

## All On -Accessories

Product name	Size in cm.	Packaging	Item no.
Inner Mattress Single Use (PE/nonwoven)	80 x 200	1 pcs	70052
Inner Mattress Re-usable (TPU material)	70 x 200	1 pcs	70110
Cover for All On Overlay Mattresses	80 x 200	1 pcs	70090
Side supporting Soft Sheet (Nylon)	10 x 200	1 pcs	70109
Levabo Manual Pump	29 x 6 x 6	1 pcs	76004
Levabo Battery Pump	26 x 5 x 5	1 pcs	76001
Levabo 240V Pump	24 x 13 x 11	1 pcs	76002
Levabo inflate adapter set X 10		1 pcs	76005

Forklaring af symboler på emballagen				
	Læs brugsanvisningen		Udløbs dato	CE Conformité Européenne
	Produktions nummer		En-patient produkt	Materialer i emballagen
	Producent		Fremstillings dato	REF Produkt nummer
	Autoriseret repræsentant i EU			

Explanation of the symbols on the packaging				
	Read the instructions		Expiry date	CE Conformité Européenne
	Batch number		Single patient product	Material in the packaging
	Manufacturer		Manufacturing date	REF Order number
	Authorized representative in the European Community			

Erklärung der Symbole auf der Verpackung				
	folgen Sie den Anweisungen		Verfallsdatum	CE Conformité Européenne
	Chargennummer		Ein-Patient Produkt	Material in der Verpackung
	Hersteller		Herstellungsdatum	REF Bestellnummer
	Berechtigter in der Europäischen Gemeinschaft			

Explication des symboles sur l'emballage				
	Lire les instructions		Date d'expiration	CE Conformité Européenne
	Numéro de lot		Produit à un seul patient	Matériel dans l'emballage
	Fabricant		Date de fabrication	REF Numéro de commande
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne			

## Declaration of Conformity (CE)

The company Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, declares that the products are designed and manufactured in accordance with the technical documentation and legal requirements.

# Cover for All On Mattress: Approvals and regulations

Material Upper part: Medical BI ELASTIC PES PU

Material lower part: Tarpaulin PVC

Antibacterial and Antifungal:

ISO 22196:2011

PASS

Flammability BS 7175 ignition source 5

Pre-treatment: None

Method of Test: BS 7175: 1989 (2013) Section 3

PASS

Flammability BS 7177: 2008 +

A1: 2011 Low Hazard

Method of Test: BS EN 597-1:

1995 & BS EN 597-2: 1995

PASS

EN 1021-1-2:

PASS

